


透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 高圧蒸気滅菌補液回路 NS-1011-NCV-2-T-1

販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。
 弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 高圧蒸気滅菌品 (NS-1011-NCV-2-T-1)の販売を終了させて頂くことになりました。代替製品として透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 ガンマ線滅菌品 (NS-3000-NCV-T1)を販売致しますので、ご案内申し上げます。
 JANコード、商品コード、品番、包装形態等が異なります。
 変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。
 今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

	変更前製品		変更後製品	変更の有無
販売名称	シュアフロー [®] N		シュアフロー [®] N	変更なし
製造販売 認証番号	220AABZX00073000		220AABZX00073000	変更なし
商品コード	70-304		73-911	変更あり
品番	NS-1011-NCV-2-T-1		NS-3000-NCV-T1	変更あり
JANコード	4987458703041		4987458739118	変更あり
個包装形態	高圧蒸気滅菌用包材		ガンマ線滅菌用包材	変更あり
外箱入り数/ サイズ(縦×横×高さ)	60 本/ 58×46×27 cm		24 本/ 22×27.5×25 cm	変更あり
滅菌方法	高圧蒸気線滅菌		ガンマ線滅菌	変更あり
チューブ可塑剤	フタル酸ジ-2-エチヘキシル (DEHP)		1,2-シクロヘキサジカルボン酸 ジイソノニルエステル (DINCH)	変更あり

裏面に続きます

包装形態

	変更前	変更後	サイズ比較
外箱	<p>60 本入り(最小販売数)</p>	<p>24 本入り(最小販売数)</p>	
個包装			

変更開始時期

変更ロット 18J01 より

以上