

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」

NS-3030-NCV-2-F-1C

品番変更のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 ガンマ線滅菌品の品番を変更させて頂くことになりました。
JAN コード、商品コード、品番等が変更致しますので、ご案内申し上げます。
変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具


変更内容

	変更前製品	→	変更後製品	変更の有無
販売名称	シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)		シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)	変更なし
製造販売 認証番号	220AABZX00073000		220AABZX00073000	変更なし
商品コード	73-903		73-909	変更あり
品番	NS-3030-NCV-2-F-1C		NS-3000-NCV-F1	変更あり
JAN コード	4987458739033		4987458739095	変更あり
個包装形態	ガンマ線滅菌用包材		ガンマ線滅菌用包材	変更なし
滅菌方法	ガンマ線滅菌		ガンマ線滅菌	変更なし
チューブ可塑剤	1,2-シクロヘキサンジカルボン酸 ジイソノニルエステル (DINCH)		1,2-シクロヘキサンジカルボン酸 ジイソノニルエステル (DINCH)	変更なし
逆止弁下流チューブ径	3.0×5.1		3.3×5.0	変更あり
クランプの位置	ローリングチューブ側		透析液供給口側	変更あり


入り数は変更ありません。

裏面に続きます

變更前製品



變更後製品



赤で囲った部分が変更点となります。