

## 「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」

### カテーテル回転翼・輸液枝管クランプ・

### フルキット シリンジ並びにスポンジスティック変更のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。




さて、「ブラッドアクセスUK-カテーテルキット」(医療機器承認番号:16100BZZ01735000)ですが、お客様の満足度向上のためにカテーテル回転翼、クランプ(トリプルルーメン輸液側枝管-一部小児用ダブル含む)、フルキットの同梱のシリンジ(5mL・10 mL)並びにスポンジスティックの仕様を同時に変更させていただきます。各パーツの変更内容については下記の通りになります。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具



#### 変更内容

○カテーテル回転翼:翼部支柱を肉厚化し、離断、カテーテル抜去を防ぐ。

(近年患者さんの高齢化により、特に認知症も増加しているため、安全性が向上します。)





○トリプルルーメン輸液枝管のスライドクランプ-一部小児用(6Fr・8Fr)ダブル含む:POM製横ずれ防止ミニピンチクランプに変更。(操作性・締め付け力の向上)






○フルキット内のシリンジを自社製のシリンジに変更します。

・5mL シリンジ



・10mL シリンジ



○フルキット内のスポンジスティックを ARGO 社製品に変更します。(調達の都合により)



※価格については変更ございません。

発売時期

○変更品番、変更内容、切り替わり時期、切り替わり Lot

(カテーテル回転翼、トリプルルーメン輸液側枝管ミニクランプ 一部小児用ダブル含む)

商品コード	商品名	回転翼	ミニクランプ	フルキットパーツ シリンジ・スポンジスティック	切り替わり 予測時期	切り替わり LOT
40362	BA/UK UB-0610-WB		○		2019.04以降	-
40364	BA/UK UB-1015-W	○			2019.02	23810021
40365	BA/UK UB-1020-W	○			2019.02	23810022
40366	BA/UK UB-1115-W	○			2019.04以降	-
40367	BA/UK UB-1120-W	○			2019.02	23810011
40368	BA/UK UB-1125-W	○			2019.01	23810012
40374	BA/UK UB-1113-WJ	○			2019.04	-
40375	BA/UK UB-1115-WJ	○			2019.02	27810021
40376	BA/UK UB-1117-WJ	○			2019.04	-
40377	BA/UK UB-1120-WJ	○			2019.04以降	27810022
40387	BA/UK UB-0813-WH	○	○		2019.04以降	29808051
40388	BA/UK UB-0815-WH	○			2019.02	29810031
40389	BA/UK UB-1215-WH	○			2019.02	29810032
40390	BA/UK UB-1220-WH	○			2019.02	29810021
40392	BA/UK UB-1225-WH	○			2019.01	29810023
40395	BA/UK UB-1230-WH	○			2019.04	29810034
40398	BA/UK UB-1213-WHJ	○			2019.03	-
40399	BA/UK UB-1215-WHJ	○			2019.01	30810011
40402	BA/UK UB-1222-WHJ	○			2019.04以降	-
40403	BA/UK UB-1220-WHO	○			2019.04以降	-
40404	BA/UK UB-1225-WHO	○			2019.04	-
40405	BA/UK UB-1215-WHJO	○			2019.02	30810016
40406	BA/UK UB-1215-WHA	○			2019.04	-
40408	BA/UK UB-1220-WHA	○			2019.01	29810022
40410	BA/UK UB-1225-WHA	○			2019.02	29810025
40412	BA/UK UB-1230-WHA	○			2019.04	29810035
40413	BA/UK UB-1213-WHJA	○			2019.04以降	-
40414	BA/UK UB-1215-WHJA	○			2019.01	30810013
40416	BA/UK UB-1222-WHJA	○			2019.04	-
40423	SBAカテーテル SB-1220-WHS	○			2019.04以降	-
40424	SBAカテーテル SB-1225-WHS	○			2019.04以降	-
40425	SBAカテーテル SB-1215-WHJS	○			2019.02	56810011
40426	BA/UK UB-1215-TH	○	○		2019.02	38810011
40428	BA/UK UB-1220-TH	○	○		2019.04	38810041
40430	BA/UK UB-1225-TH	○	○		2018.12	38810031
40432	BA/UK UB-1215-THA	○	○		2019.02	38810013
40434	BA/UK UB-1220-THA	○	○		2019.04以降	38810043
40436	BA/UK UB-1225-THA	○	○		2019.02	38810033
40438	BA/UK UB-1215-THJ	○	○		2018.12	39810021
40440	BA/UK UB-1215-THJA	○	○		2019.02	39810023
40443	BA/UK UB-1220-TS	○	○		2019.04以降	-
40444	BA/UK UB-1225-TS	○	○		2019.04以降	38810036
40445	BA/UK UB-1215-TSJ	○	○		2019.01	39810026
40446	BA/UK UB-1315-QHJ	○	○		2019.01	46810011
40448	BA/UK UB-1320-QH	○	○		2019.02	45810031
40450	BA/UK UB-1325-QH	○	○		2019.02	45810021

○変更品番、変更内容、切り替わり時期、切り替わりLot

(カテータル回転翼、トリプルルーメン輸液側枝管ミニクランプ 一部小児用ダブル含むフルキット スポンジスティック・シリンジ)

商品コード	商品名	回転翼	ミニクランプ	フルキットパーツ シリンジ・スポンジスティック	切り替わり 予測時期	切り替わり LOT
40452	BA/UK UB-1215-WHJF	○		○	2019. 01	30810012
40453	BA/UK UB-1215-WHF	○		○	2019. 04以降	29810033
40454	BA/UK UB-1220-WHF	○		○	2019. 04以降	-
40455	BA/UK UB-1225-WHF	○		○	2019. 02	29810024
40456	BA/UK UB-1215-THJF	○	○	○	2018. 12	39810022
40457	BA/UK UB-1215-THF	○	○	○	2019. 04	38810012
40458	BA/UK UB-1220-THF	○	○	○	2019. 02	38810042
40459	BA/UK UB-1225-THF	○	○	○	2018. 12	38810032
40460	BA/UK UB-1315-QHJF	○	○	○	2019. 03	46810012
40461	BA/UK UB-1320-QHF	○	○	○	2019. 03	-
40462	BA/UK UB-1325-QHF	○	○	○	2019. 04以降	45810022
40463	BA/UK UB-1215-WHJAY	○			2019. 04	30810014
40464	BA/UK UB-1215-WHAY	○			2019. 04以降	-
40465	BA/UK UB-1220-WHAY	○			2019. 04以降	-
40466	BA/UK UB-1225-WHAY	○			2019. 04以降	-
40467	BA/UK UB-1230-WHAY	○			2019. 04以降	-
40468	BA/UK UB-1215-THJAY	○	○		2019. 01	39810024
40469	BA/UK UB-1215-THAY	○	○		2018. 12	38810014
40470	BA/UK UB-1220-THAY	○	○		2019. 04以降	-
40471	BA/UK UB-1225-THAY	○	○		2019. 03	38810034
40472	BA/UK UB-1215-WHJAYF	○		○	2019. 03	30810015
40474	BA/UK UB-1215-WHAYF	○		○	2019. 04以降	-
40475	BA/UK UB-1220-WHAYF	○		○	2019. 04以降	-
40477	BA/UK UB-1225-WHAYF	○		○	2019. 04	-
40479	BA/UK UB-1215-THJAYF	○	○	○	2019. 01	39810025
40481	BA/UK UB-1215-THAYF	○	○	○	2019. 03	38810015
40482	BA/UK UB-1220-THAYF	○	○	○	2019. 03	38810044
40484	BA/UK UB-1225-THAYF	○	○	○	2019. 04	38810035
40550	BA/UK UB-1225-THL	○	○		2019. 04	-
40551	BA/UK UB-1215-WHJFD	○		○	2019. 04以降	-
40552	BA/UK UB-1220-WHFD	○		○	2019. 04以降	-
40553	BA/UK UB-1225-WHFD	○		○	2019. 04以降	-
40615	BA/UK UB-1220-THJ	○	○		2019. 04以降	39810011
40616	BA/UK UB-1220-THJAY	○	○		2019. 04以降	-
40617	BA/UK UB-1230-TH	○	○		2019. 04以降	-
40634	BA/UK UB-1215-THJ4	○	○		2019. 04以降	39808051
40635	BA/UK UB-1220-TH4	○	○		2019. 04以降	38808051
40636	BA/UK UB-1225-TH4	○	○		2019. 04以降	38808052
40637	BA/UK UB-1215-TH4	○	○		2019. 04以降	-
40638	BA/UK UB-1215-THA4	○	○		2019. 04以降	-
40639	BA/UK UB-1215-THJA4	○	○		2019. 04以降	-
40640	BA/UK UB-1220-THA4	○	○		2019. 04以降	-
40641	BA/UK UB-1225-THA4	○	○		2019. 04以降	-

以上