

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」

NS-1011-NCV-2-FYD

販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。
 弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、「シュアフロー[®]N」補液回路 高圧蒸気滅菌品 (NS-1011-NCV-2-FYD) の販売を終了させて頂くことになりました。代替製品として透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 ガンマ線滅菌品 (NS-3000-NCV-FY) を販売致しますので、ご案内申し上げます。
 JAN コード、商品コード、品番、包装形態等が異なります。
 変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。
 今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

	変更前製品		変更後製品	変更の有無
販売名称	シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)		シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)	変更なし
製造販売 認証番号	220AABZX00073000		220AABZX00073000	変更なし
商品コード	70-329		73-910	変更あり
品番	NS-1011-NCV-2-FYD		NS-3000-NCV-FY	変更あり
JAN コード	4987458703294		4987458739101	変更あり
個包装形態	高圧蒸気滅菌用包材		ガンマ線滅菌用包材	変更あり
最小販売数(本)/ サイズ(縦×横×高さ)	60/ 58×46×27(cm)		24/ 22×27.5×25(cm)	変更あり
滅菌方法	高圧蒸気滅菌		ガンマ線滅菌	変更あり
チューブ可塑剤	フタル酸ジ-2-エチヘキシル (DEHP)		1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジ イソノニルエステル (DINCH)	変更あり
シャントキャップ	通常タイプ(フック無し)		リサーキュレーションタイプ (フック有り)	変更あり
Y 字チューブ径	3.0×5.1		3.3×5.0	変更あり
Y 字チューブのクランプ	有り		無し	変更あり

裏面に続きます

品番図面

変更前製品	MODEL:NO.	NS-1011-NCV-2-FYD	TYPE	
変更後製品	MODEL:NO.	NS-3000-NCV-FY	TYPE	

赤で囲った部分が変更点となります。

包装形態

	変更前	変更後	サイズ比較
外箱	<p>60 本入り(最小販売数)</p>	<p>24 本入り(最小販売数)</p>	
個包装			

変更開始時期

変更ロット 18J01 より

以上