

2019年11月

お客様各位



「セーフタッチ®PSV セット」 (ソフトコネクタタイプ) 販売終了及び後継品番のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフタッチ®PSV セット」 (ソフトコネクタタイプ) を販売終了させていただきます。

今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象品番

商品コード	JANコード	規格
04-309	4987458043093	セーフタッチ PSV 19G * 3/4
04-321	4987458043215	セーフタッチ PSV 21G × 3/4
04-322	4987458043222	セーフタッチ PSV 22G × 3/4
04-333	4987458043338	セーフタッチ PSV 23G * 3/4
04-335	4987458043352	セーフタッチ PSV 25G * 3/4
04-341	4987458043413	セーフタッチ PSV 21G × 5/8
04-342	4987458043420	セーフタッチ PSV 22G × 5/8
04-353	4987458043536	セーフタッチ PSV 23G * 5/8

変更理由

現行ソフトコネクタは、コネクタ接続の際の外れの危険性があるためより接続を確実にする目的でロックタイプに統一させていただきます。

現行のソフトコネクタタイプの販売を中止させていただき、後継品としてロックコネクタタイプを提供いたします。

今後の予定

2019年 8月頃 ソフトコネクタタイプ生産中止

2019年 10月頃 ソフトコネクタタイプ販売終了

在庫終了になり次第販売を終了させていただきます。

在庫状況により日程が前倒しになる可能性があります

変更点

接続部の形状が変更になります。

特徴：接続部がハードコネクタだとロックコネクタとロック接続可能になります。



ソフトコネクタ



ハードコネクタ



ロック接続が可能

品番対比表

ハードコネクタタイプ（後継品）

商品コード	JANコード	規格	外径(mm)	針長(mm)
04509	4987458045097	セーフタッチ PSV 19G * 3/4 ハード	1.1	19
04521	4987458045219	セーフタッチ PSV 21G × 3/4 ハード	0.8	19
04522	4987458045226	セーフタッチ PSV 22G × 3/4 ハード	0.7	19
04513	4987458045134	セーフタッチ PSV 23G * 3/4 ハード	0.6	19
04515	4987458045158	セーフタッチ PSV 25G * 3/4 ハード	0.5	19
04567	4987458045677	セーフタッチ PSV 21G × 5/8 ハード	0.8	16
04568	4987458045684	セーフタッチ PSV 22G × 5/8 ハード	0.7	16
04569	4987458045691	セーフタッチ PSV 23G × 5/8 ハード	0.6	16

以上