

新発売

輸血・カテーテル用アクセサリキット

2018年12月
NIPRO
ニプロ株式会社

セーフタッチ®プラグ 透析用

新発売のご案内



特長

- 専用部品なしで血液回路、シリンジ等に接続可能
- ポリプロピレン、イソプレンゴムを使用することでアルコール消毒可能
- 3色のカラーバリエーションでルーメン毎に使い分けが可能
- ディスク弁表面が平滑

仕様

医療機器認証番号:230AABZX00060000 管理医療機器(クラスII)

JANコード	商品コード	品番	プラグ色	容量 (mL)
4987458406447	40-644	セーフタッチプラグ ST-P-HD-B	青	0.1
4987458406454	40-645	セーフタッチプラグ ST-P-HD-R	赤	
4987458406461	40-646	セーフタッチプラグ ST-P-HD-W	白	

入り数:25個/箱 包装:1個毎EOG滅菌

発売時期

2018年12月7日

以上