

セーフテック[®]経腸栄養ポンプ EP-N31 新発売のご案内



特長

- アンチフリーフロー機構「クランプリック[®]システム」
- 警報画面で詳細なガイダンス機能
- 流量と予定量から自動的に残時間を計算

仕様

医療機器認証番号：230AABZX00009000 医療機器クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）
特定保守管理医療機器

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
56-615	EP-N31	1台	4987458566158
56-616	EP-N31 α	1台	4987458566165

発売時期

平成30年4月10日