

「神経麻酔分野の小口径コネクタ製品」 対応について


拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度は、2017年12月27日付け医政総発1227第1号、薬生薬審発1227第1号、
薬生機審発1227第1号、薬生安発1227第1号通知「神経麻酔分野の小口径コネク
タ製品の切替えについて」への弊社の対応についてご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

概要

神経麻酔分野の小口径コネクタ製品については、相互接続防止を目的とした
国際規格ISO 80369-6に準拠した製品への切替えが行われます。
新規格製品（ISO 80369-6 準拠品）は、既存規格製品との間で非嵌合となります。

【イメージ図】



抜粋 PMDA医療安全情報, No.55, 2018年8月

【適応範囲】

麻酔手技	主な使用製品	ISO 80369-6適応
脊髄くも膜下麻酔	スパイナル針	○
硬膜外麻酔	硬膜外針、硬膜外カテーテル	○
神経ブロック	神経ブロック針	○
	皮下用注射針、カテラン針	×
局所浸潤麻酔	皮下用注射針	×


【ニプロシリンジ（針なし）】スリップ（2.5～10mL）、ロック（2.5～50mL）




【ディスプレイザブル採液針】18G×1




【ニプロエクステンションチューブ】チューブ径：EX1，チューブ長（50cm，100cm）




【ニプロ活栓】ロック、3バー



【シュアーフューザーA】容量（100～300mL）



【ニプロCAP専用セット】容量（100mL、300mL）



※新たな販売名、商品コード等については順次ご案内させていただきます。