

単回使用輸液容器

アリメバッグ® α

新発売のご案内



特 長

- 遮光タイプも追加、サイズが豊富です。
- 注入チューブの切り離しが簡単にできます。
- びん針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止するため、輸液口をゴム栓タイプにしました。
- 柔軟なプラスチック製のバッグです。

仕 様

医療機器届出番号:27B1X00045000138 一般医療機器(クラスI)

商品コード	品番	容量	入 数	参考価格	JANコード	備考
26-403	ABC-6S	600mL	25入/箱	31,250円	4987458264030	クリアタイプ
26-404	ABC-10S	1000mL		32,500円	4987458264047	
26-406	ABC-20S	2000mL		35,000円	4987458264061	
26-408	ABC-30S	3000mL		40,000円	4987458264085	
26-414	ABS-6S	600mL	25入/箱	31,250円	4987458264146	遮光タイプ
26-415	ABS-10S	1000mL		32,500円	4987458264153	
26-416	ABS-20S	2000mL		35,000円	4987458264160	
26-417	ABS-30S	3000mL		40,000円	4987458264177	

発売時期

平成31年4月