

**「セーフタッチ®EX チューブ」「ニプロエクステンションチューブ」  
 「ニプロ延長チューブ」「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」  
 内容量表記変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「セーフタッチ®EX チューブ」「ニプロエクステンションチューブ」「ニプロ延長チューブ」「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」の内容量表記を変更致しますのでご案内申し上げます。一部の製品につきましては、既に変更が始まっており、ご案内が遅滞しておりましたことを深くお詫び申し上げます。敬具

**変更内容**

- 包材の内容量表記を変更致します。従来より実測値にて内容量を測定しておりましたが、チューブ長の誤差範囲内であっても内容量のデータにばらつきが発生するため計算値に変更します。また、以前はチューブのみの内容量でしたが、コネクタ等の接続部も含めた最大容量に変更します。  
**※チューブ長等の製品仕様に変更はございません。**

**対象品番及び変更ロット**

**セーフタッチ®EX チューブ**

商品コード	品番	内容量[mL]		初回ロット
		変更前	変更後	
07-291	STEX01-150NFS3Y	3.2	3.1	18E 以降
07-304	STEX3-20NFRS	1	1.1	
07-309	STEX3-25NFRS	1.2	1.3	
07-311	STEX3-50PF2MPS	2.3	2.6	
07-313	STEX3-75PFP2H	3.2	3.4	
07-316	STEX1-20PF3MP	1.2	1.3	
07-318	STEX3-50PFP2H-1	2.3	2.4	
07-319	STEX3-5PFP3H	0.8	1	
07-320	STEX1-22PFP2S	0.7	0.8	
07-321	STEX3-100PFRN	4	4.3	
07-322	STEX3-50PFRN	2.1	2.4	
66-557	STEX1-100PFS	1	1.1	
66-564	STEX1-100PFRC	1.1	1.2	18E 以降
66-574	STEX3-50PFP2H	2.3	2.4	18K306
66-576	STEX3-50PFPS	2.2	2.3	18G051
66-577	STEX3-50PFP2H	2.1	2.2	18G301
66-581	STEX3-50PFP2S	2.4	2.5	18E 以降
66-584	STEX3-100NFPH-1	4	4.1	
66-587	STEX01-7NFSY	0.28	0.3	
66-591	STEX3-30NFPS	1.4	1.5	
66-593	STEX1-50NFRCS	0.77	0.8	
66-628	STEX3-50APS	2.2	2.3	
66-631	STEX3-50NFPHO	2.1	2.2	

ニプロエクステンションチューブ

ニプロ延長チューブ

ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ

商品コード	品番	内容量[mL]		初回ロット	
		変更前	変更後		
66-351	EX3-50AH-R	1.9	2	18H 以降	
66-438	EX3-50FH	1.9	2		
66-444	EX3-100FH	3.8	3.9	18J272	
66-465	EX3-50NFHCL	1.9	2	18H 以降	
66-502	EX2-150NFR4	3	3.1		
66-536	EX3-50PFRC	2	2.1		
66-541	EX1-75NFH	0.7	0.8		
66-542	EX1-25NFH	0.24	0.3		
66-544	EX1-1.6HH	0.02	0.1		
66-545	EX2-300NFF	5.3	5.4		
66-553	NISEヨウカンケツサイエキチューブ	0.95	1		
66-561	NISEヨウジゾクサイエキチューブ	0.2	0.3		
66-691	EX2-200NFF	3.5	3.6		
66-692	EX2-40NFRCL	0.8	0.9		
66-693	EX1-150NFH	1.4	1.5		18J266
66-700	EX3-50ARC2	2.1	2.2		18H 以降
66-705	EX3-50AR2	2.1	2.2		
66-710	ED-15S	1.4	0.9		
66-720	EX00-10NFH	0.01	0.1		
66-721	EX00-10NFR	0.1	0.2		
66-722	EX00-100NFH	0.13	0.2		
66-780	EX3-50NFR2	2.1	2.2		
66-781	EX3-50NFH	1.9	2	18I086	
66-783	EX3-100NFH	3.8	3.9	18H272	
66-785	EX3-50NFR	2	2.1	18K276	
66-839	EX3-50AH	1.9	2	18I236	
66-846	EX3-100AH	3.8	3.9	18K306	
66-860	EX5-100AC	6.6	6.7	19A 以降	
66-869	EX5-15AT	1.1	1.2	18H 以降	
66-881	EX5-120AA	7.9	8		
66-890	EX4-100NFRCL2	5.1	5.2	18I252	
66-892	EX3-50AR	2	2.1		
66-895	EX4-100NFH	4.9	5	18H 以降	
66-904	EX5-100FH	6.6	6.7	18J131	
66-905	EX5-100FR	6.7	6.8	18H 以降	
66-960	EX3-180AH	6.8	6.9		
66-965	EX5-60FC U	4.1	4	19B 以降	
66-976	EX5-35FHミニクランプツキ	2.3	2.4		

以上