

「ニプロフィルターセット、ニプロ フィルタ付EXチューブ」 フィルタ形状変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロフィルターセット、ニプロ フィルタ付EXチューブ」のフィルタ形状を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容及び使用方法

- フィルタの形状が変更になります。

※材質、内容量、性能に変更はありません。 ※表面に記載されている「NIPRO」のロゴがなくなります。

変更前



部品名：IV-3

変更後




部品名：IV-5

※プライミング方法に変更はありません。


ただし、形状が変更になるのでプライミング時のフィルタの向きについてはご注意ください。

変更前



NIPRO ロゴが読める向きが正しい

変更後



三角の山が上になる向きが正しい

※円盤形状、ポア径 1.2 μ m、ナイロンフィルタのフィルタについて変更はなく、現行どおりです。

※品番、JAN コードなどに変更はありません。

- ニプロフィルターセット PVCフリー製品 19A25以降 DEHPフリー製品 19A30以降
- ニプロ フィルタ付 EX チューブ 19B以降

ニプロフィルターセット 医療機器認証番号 222AABZX00173000

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	切り替わり時期
4987458291272	29-127	FG-20BY 510	19A30以降	5月
4987458291722	29-172	FG-20ZYC-513-B	19A25以降	次回生産より
4987458291746	29-174	FG-20ZYCF-488-B	19A25以降	3月上旬
4987458291876	29-187	FG-20ZYC-277	19A30以降	4月下旬
4987458291883	29-188	FG-20ZYC-374	19A30以降	次回生産より
4987458291890	29-189	FG-20ZT 505	19A30以降	2月下旬
4987458291999	29-199	FG-20AY NI	19A30以降	次回生産より
4987458292002	29-200	FG-20ZY(2)P	19A30以降	3月中旬
4987458292033	29-203	FG-20BY P	19A30以降	3月上旬
4987458292088	29-208	FG-20BYC P	19A30以降	4月中旬
4987458292095	29-209	FG-20BY-N P	19A30以降	4月上旬
4987458292200	29-220	FG-20ZYC 339	19A30以降	2021年
4987458292293	29-229	FG-20ZW-N12	19A30以降	9月
4987458292309	29-230	FG-20ZYC 304	19A30以降	2020年
4987458292361	29-236	FG-20ZY ST-B	19A25以降	3月下旬
4987458292378	29-237	FG-20ZS12(5)	19A30以降	3月下旬
4987458292385	29-238	FG-20ZS12(10)	19A30以降	3月下旬
4987458292392	29-239	FG-20ZT 46	19A30以降	4月中旬
4987458292415	29-241	FG-20AY-B	19A25以降	3月上旬
4987458292422	29-242	FG-20BY-B	19A25以降	次回生産より
4987458292439	29-243	FG-20AT-B	19A25以降	7月下旬
4987458292699	29-269	FG-20ZYC-318-B	19A25以降	次回生産より
4987458292729	29-272	FG-20BYC-275-B	19A25以降	5月
4987458292873	29-287	FG-20BYC-358-B	19A25以降	5月
4987458293054	29-305	FG-20B S 3(1)	19A30以降	4月上旬
4987458293115	29-311	FG-20BYCF-450-T	19A30以降	3月中旬
4987458293177	29-317	FG-20B S15	19A30以降	9月
4987458293214	29-321	FG-20B S12(3)	19A30以降	3月中旬
4987458293245	29-324	FG-20B S12(4)	19A30以降	3月下旬
4987458293375	29-337	FG-20ZYC 175	19A30以降	2020年
4987458293436	29-343	FG-20ZYC-476-B	19A25以降	3月下旬
4987458293443	29-344	FG-20BYC-477-B	19A25以降	2020年
4987458293467	29-346	FG-20BW S30	19A30以降	3月下旬

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458293481	29-348	FG-20BYC 460	19A30 以降	11 月
4987458293535	29-353	FG-20ZYCF-451	19A30 以降	4 月上旬
4987458293689	29-368	FG-20ZT 40	19A30 以降	2 月中旬
4987458293733	29-373	FG-20BT 12(16)	19A30 以降	2020 年以降
4987458293856	29-385	FG-20ZT 47	19A30 以降	9 月
4987458294181	29-418	FG-20ZYCHP-B	19A25 以降	2 月中旬
4987458294204	29-420	FG-20BYCHP-B	19A25 以降	2 月下旬
4987458294235	29-423	FG-20ZYC 190	19A30 以降	3 月上旬
4987458294266	29-426	FG-20BTF 508	19A30 以降	2 月中旬
4987458294303	29-430	FG-20ZYC 315	19A30 以降	5 月
4987458294341	29-434	FG-20ZYC 375	19A30 以降	4 月下旬
4987458294471	29-447	FG-20ZYC 416	19A30 以降	3 月上旬
4987458294501	29-450	FG-20BYCF 493	19A30 以降	2020 年以降
4987458294662	29-466	FG-20BYCT-N352	19A30 以降	5 月
4987458294679	29-467	FG-20BYC 353	19A30 以降	6 月
4987458295034	29-503	FG-20BYW-N	19A30 以降	3 月下旬
4987458295447	29-544	FG-20ZF-517	19A30 以降	2020 年以降
4987458295553	29-555	FG-20BW-N22	19A30 以降	9 月
4987458295652	29-565	FG-20ZY-N324	19A30 以降	3 月上旬
4987458295676	29-567	FG-20BY-N34	19A30 以降	2 月下旬
4987458295713	29-571	FG-20BW-N8(2)	19A30 以降	3 月上旬
4987458295775	29-577	FG-20BW-N42	19A30 以降	2020 年以降
4987458295904	29-590	FG-20BY-N437	19A30 以降	3 月中旬
4987458296185	29-618	FG-20BS15(2)	19A30 以降	9 月
4987458296406	29-640	FG-20BT 93	19A30 以降	2 月中旬
4987458296475	29-647	FG-20BT 99(2)	19A30 以降	10 月
4987458297021	29-702	FG-20ZYP-N208	19A30 以降	2 月下旬
4987458297069	29-706	FG-20ZYCGP-B	19A25 以降	4 月下旬
4987458297076	29-707	FG-20BYCGP-B	19A25 以降	2020 年以降
4987458297083	29-708	FG-20ZYCGP	19A30 以降	2020 年以降
4987458297090	29-709	FG-20BYCGP	19A30 以降	4 月下旬
4987458297106	29-710	FG-20ZYCG	19A30 以降	5 月
4987458297113	29-711	FG-20BYCG	19A30 以降	3 月上旬
4987458297120	29-712	FG-20ZYCEP-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458297137	29-713	FG-20ZYC	19A30 以降	4 月上旬
4987458297151	29-715	FG-20ZT 501	19A30 以降	3 月下旬
4987458297168	29-716	FG-20ZYC 502	19A30 以降	6 月
4987458297342	29-734	FG-20BT 167	19A30 以降	4 月下旬
4987458297366	29-736	FG-20BYC 169	19A30 以降	3 月中旬
4987458297557	29-755	FG-20BYC 314	19A30 以降	3 月中旬

次頁に続く

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458297601	29-760	FG-20BYC	19A30 以降	2 月下旬
4987458298110	29-811	FG-20BYC 300	19A30 以降	4 月上旬
4987458298196	29-819	FG-20BYC 291	19A30 以降	4 月中旬
4987458298233	29-823	FG-20BY-N188	19A30 以降	4 月上旬
4987458298295	29-829	FG-20BYC 195	19A30 以降	4 月下旬
4987458298608	29-860	FG-20BYC 233	19A30 以降	5 月
4987458298615	29-861	FG-20BYC 234	19A30 以降	8 月
4987458298639	29-863	FG-20BTY 238	19A30 以降	9 月
4987458298745	29-874	FG-20BT 252	19A30 以降	4 月下旬
4987458298967	29-896	FG-20BYCT 282	19A30 以降	2 月下旬
4987458298981	29-898	FG-20BYC 288	19A30 以降	5 月
4987458531002	53-100	FI-02AYEL	19A30 以降	4 月下旬
4987458533006	53-300	FI-02BYEN	19A30 以降	4 月下旬
4987458533020	53-302	FI-02BYFN	19A30 以降	3 月下旬
4987458533044	53-304	FI-02BYGN	19A30 以降	3 月上旬
4987458533068	53-306	FI-02BYHN	19A30 以降	5 月中旬
4987458533105	53-310	FI-02BYEL	19A30 以降	2020 年以降
4987458533150	53-315	FI-02BYGN9	19A30 以降	2 月中旬
4987458533204	53-320	FI-02ZYGN	19A30 以降	5 月下旬
4987458533228	53-322	FI-02ZYHN	19A30 以降	3 月下旬
4987458533259	53-325	FI-02ZYGLP	19A30 以降	2020 年以降
4987458533266	53-326	FI-02ZYEL	19A30 以降	3 月上旬
4987458533280	53-328	FI-02ZYFN	19A30 以降	4 月上旬
4987458533297	53-329	FI-02ZYGN9	19A30 以降	2 月中旬
4987458533303	53-330	FI-02ZYGN9P	19A30 以降	2020 年以降
4987458534171	53-417	FI-02BYIN9	19A30 以降	4 月中旬
4987458535017	53-501	STFGP-20ZRCG-B	19A25 以降	10 月
4987458535024	53-502	STFGP-20BRCG-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458535031	53-503	STFGP-20ZRCG	19A30 以降	2 月中旬
4987458535048	53-504	STFGP-20BRCG	19A30 以降	4 月下旬
4987458535055	53-505	STFG-20ZRCG	19A30 以降	3 月上旬
4987458535062	53-506	STFG-20BRCG	19A30 以降	2 月下旬
4987458535079	53-507	STFGP-20ZPG	19A30 以降	3 月下旬
4987458535086	53-508	STFGP-20BPG	19A30 以降	4 月中旬
4987458535093	53-509	STFG-20ZPG	19A30 以降	2 月中旬
4987458535109	53-510	STFG-20BPG	19A30 以降	3 月上旬
4987458535116	53-511	STFGP-20ZPH	19A30 以降	3 月中旬
4987458535123	53-512	STFGP-20BPH	19A30 以降	5 月
4987458535130	53-513	STFG-20ZPH	19A30 以降	3 月中旬
4987458535147	53-514	STFG-20BPH	19A30 以降	3 月中旬

次頁に続く

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458535154	53-515	STFG-20ZPE	19A30 以降	3 月下旬
4987458535161	53-516	STFG-20BPE	19A30 以降	3 月下旬
4987458535222	53-522	STFG-20BRCG-B	19A25 以降	9 月
4987458535253	53-525	STFGP-20ZPG-B	19A25 以降	4 月上旬
4987458535260	53-526	STFGP-20BPG-B	19A25 以降	5 月
4987458535277	53-527	STFG-20ZPG-B	19A25 以降	4 月下旬
4987458535284	53-528	STFG-20BPG-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458535291	53-529	STFGP-20ZPH-B	19A25 以降	4 月中旬
4987458535314	53-531	STFG-20ZPH-B	19A25 以降	5 月下旬
4987458535321	53-532	STFG-20BPH-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458536021	53-602	STFG-20BPG-02-B	19A25 以降	2 月下旬
4987458536038	53-603	STFG-20BRCE-01	19A30 以降	6 月
4987458536045	53-604	STFG-20BPH-02	19A30 以降	2 月中旬
4987458536076	53-607	STFG-20BPG-02	19A30 以降	8 月
4987458536083	53-608	STFG-20ZPF	19A30 以降	3 月下旬
4987458536090	53-609	STFG-20ZPH-02	19A30 以降	6 月
4987458536106	53-610	STFG-20BPI-01	19A30 以降	2 月中旬
4987458536144	53-614	STFGP-20ZTRG-B	19A25 以降	3 月下旬
4987458536151	53-615	STFG-20ZRCG-01	19A30 以降	4 月中旬
4987458536175	53-617	STFG-20BTRG-B	19A25 以降	次回生産より
4987458536205	53-620	STFG-20ZPG-01-B	19A25 以降	5 月上旬
4987458536229	53-622	STFG-20BPH-03	19A30 以降	2 月下旬
4987458536236	53-623	STFGP-20BRCG-03-B	19A25 以降	3 月中旬
4987458536243	53-624	STFGP-20ZRCG-02-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458536250	53-625	STFG-20ZPE-01-B	19A25 以降	3 月下旬
4987458536267	53-626	STFG-20BPH-02-B	19A25 以降	4 月上旬
4987458536274	53-627	STFGP-20BPH-02-B	19A25 以降	2 月中旬
4987458536298	53-629	STFG-20BRCH	19A30 以降	2 月中旬
4987458536304	53-630	STFGP-20ZPH-02-B	19A25 以降	7 月
4987458536311	53-631	STFG-20BPI-03-B	19A25 以降	4 月下旬
4987458536335	53-633	STFG-20ZPG-01	19A30 以降	次回生産より
4987458536342	53-634	STFG-20ZPH-03	19A30 以降	2 月下旬
4987458536359	53-635	STFG-20BPG-03	19A30 以降	5 月
4987458536397	53-639	STFG-20BPI-03	19A30 以降	2020 年以降
4987458536403	53-640	STFGP-20BPI	19A30 以降	6 月
4987458536434	53-643	STFGP-20ZPI	19A30 以降	6 月
4987458536441	53-644	STFGP-20BRCG-04-B	19A25 以降	4 月
4987458536526	53-652	STFGP-20ZPH-01	19A30 以降	3 月中旬
4987458536540	53-654	STFGP-20ZPF-02-B	19A25 以降	6 月
4987458536557	53-655	STFGP-20BPG-01-B	19A25 以降	6 月

次頁に続く

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458536571	53-657	STFGP-20ZPH-02	19A30 以降	2 月下旬
4987458536588	53-658	STFGP-20BPH-01	19A30 以降	3 月上旬
4987458536595	53-659	STFGP-20ZRCG-05-B	19A25 以降	5 月
4987458536601	53-660	STFG-20BPI-04	19A30 以降	2 月下旬
4987458536618	53-661	STFGP-20ZTRG	19A30 以降	3 月中旬
4987458536656	53-665	STFGP-20BPH-03-B	19A25 以降	5 月
4987458536687	53-668	STFG-20ZPG-03-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458536694	53-669	STFG-20BPG-03-B	19A25 以降	6 月
4987458536700	53-670	STFG-20ZTRH	19A30 以降	4 月中旬
4987458536731	53-673	STFGP-20ZPI-02-B	19A25 以降	3 月下旬
4987458536755	53-675	STFGP-20ZPG-02-B	19A25 以降	2 月下旬
4987458536762	53-676	STFGP-20ZTRE-B	19A25 以降	3 月上旬
4987458536779	53-677	STFGP-20ZTRE	19A30 以降	3 月上旬
4987458536786	53-678	STFGP-20ZTRH	19A30 以降	5 月
4987458536793	53-679	STFGP-20BTRH	19A30 以降	4 月中旬
4987458536809	53-680	STFGP-20ZR3E	19A30 以降	2020 年以降
4987458536816	53-681	STFG-20ZPG-04-B	19A25 以降	3 月下旬
4987458536823	53-682	STFGP-20ZTRI	19A30 以降	2 月下旬
4987458536830	53-683	STFG-20BPG-04	19A30 以降	7 月
4987458536847	53-684	STFGP-20ZRCG-01	19A30 以降	4 月下旬
4987458536854	53-685	STFGP-20ZPVE-B	19A25 以降	7 月
4987458536861	53-686	STFG-20BPG-04-B	19A25 以降	次回生産より
4987458536908	53-690	STFGP-20ZRCI-B	19A25 以降	2020 年以降
4987458536915	53-691	STFGP-20ZRCI-01-B	19A25 以降	6 月
4987458536939	53-693	STFGP-20ZRCG-06-B	19A25 以降	2 月下旬
4987458536946	53-694	STFGP-20ZPI-04-B	19A25 以降	8 月
4987458536953	53-695	STFG-20ZRCG-04	19A30 以降	3 月上旬
4987458536960	53-696	STFGP-20ZPH-03-B	19A25 以降	次回生産より
4987458536977	53-697	STFG-20BPH-04-B	19A25 以降	次回生産より
4987458537011	53-701	STFGP-20BPI-02-B	19A25 以降	2 月中旬
4987458537028	53-702	STFGP-20ZPG-03-B	19A25 以降	4 月下旬
4987458537035	53-703	STFGP-20BPHV-01-B	19A25 以降	次回生産より

ニプロ フィルタ EX チューブ 医療機器認証番号 228AABZX00080000

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458292057	29-205	FG-20A Y	19B 以降	4 月下旬
4987458292255	29-225	FG-20AT	19B 以降	4 月下旬
4987458297502	29-750	FG-20AYC	19B 以降	4 月下旬

以上