

セーフテック®輸液ポンプ FP-N15
新発売のご案内

特 長

- 無線機能を搭載しました。
- 関連システムと連携することにより、ポンプの遠隔監視が可能です。
- ローラークランプ操作が不要なことにより、フリーフローをはじめとしたインシデントを防止します

仕 様

商品コード	型式	入数	JAN コード
56-621	FP-N15-N	1 台	4987458566219
56-622	FP-N15-NS	1 台	4987458566226

※FP-N15-NS はワンタッチポールクランプを搭載しています

発売時期

平成 31 年 2 月 15 日