

2019年2月

お客様 各位



ニプロ株式会社

ペリフェラルガイドワイヤ「Chevalier® 14 Floppy BPA」

販売開始のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ペリフェラルガイドワイヤ「Chevalier®シリーズ」の品種を追加し、「Chevalier® 14 Floppy BPA」を新たに販売開始することとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

仕様等

- ・親水性ポリマーコーティングした先端荷重 2.0g のファーストチョイスワイヤ
- ・深度マーカ付き全長 190cm の操作性に優れるガイドワイヤ

外径 (inch)	全長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端コイル長 (cm)	先端荷重 (g)
0.014	190	3	12	2.0

商品コード等

商品コード	商品名	製品JANコード	弊社管理用JANコード	タイプ
52-741	Chevalier XJ14S1900A	4582233951077	4987458527418	14 Floppy BPA

- 医療機器承認番号：21800BZZ10070000
- 販売名：エフエムディ ガイドワイヤー
- 一般的名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
- JMDNコード：35094114
- クラス分類：高度管理医療機器（クラスIV）
- 特定保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用

販売時期

2019年3月より

以上