


救急絆創膏

サージット® 10 WAIVS 新発売のご案内



特長

- 10 μ mのポリウレタンフィルムを使用し、フィルム部にはウレタンゲル粘着剤を採用することで高密着のドレッシング材を実現しました。
- 不織布部分にはアクリル系粘着剤を採用し、剥がれにくい設計にしました。

規格

医療機器クラス分類: クラス I (一般医療機器)

医療機器届出番号 43B2X00005000123

JANコード	商品コード	品番	サイズ	備考	入り数
4987458210914	21-091	NSD10 WAIVS-1	50×60mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	100枚/箱
4987458210921	21-092	NSD10 WAIVS-2	60×70mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	100枚/箱
4987458210938	21-093	NSD10 WAIVS-3	65×70mm	固定用テープ: 1本 記録用テープ: 1本	100枚/箱
4987458210945	21-094	NSD10 WAIVS-4	70×85mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	100枚/箱
4987458210952	21-095	NSD10 WAIVS-5	90×120mm	固定用テープ: 1本 記録用テープ: 1本	50枚/箱
4987458210969	21-096	NSD10 WAIVS-6	100×120mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	50枚/箱
4987458210976	21-097	NSD10 WAIVS-3s	65×70mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	100枚/箱
4987458210983	21-098	NSD10 WAIVS-5s	90×120mm	固定用テープ: 2本 記録用テープ: 1本	50枚/箱

発売時期

2019年3月20日

【個包材】 製品形状が一目でわかるよう、個包材には透明のフィルムを使用しています。



【製品形状】 「I字スリットタイプ」「V字スリットタイプ」の2種類のラインナップです。

I字スリットタイプ



V字スリットタイプ

