

新発売

2019年4月
NIPRO
ニプロ株式会社

プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針

ニプロセーフレットキャス PU 22G×2

新発売のご案内



特長

- カテーテルには血管にやさしいポリウレタンを使用しています
- 「ニプロ IP エコー™」用の「ニプロ ニードルガイドキット」を使用する穿刺目的に開発しました

仕様

医療機器承認番号: 21200BZZ00327000

クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

JANコード	商品コード	品番	入り数
4987458090837	09-083	セーフレットキャス PU NUC*22X2	50個/箱

発売時期

2019年4月15日