

平成 31 年 4 月

お客様各位




血液透析濾過器「マキシフラックス®」 透析液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、血液透析濾過器「マキシフラックス®」の透析液口のキャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

変更点

透析液口キャップの強度を高め、操作性を改善するため、下記の通り変更致します。
(透析液口キャップの外周部を肉厚に致しました。)



- 注1) 血液口キャップと透析液口キャップの形状は異なります。
そのため透析液口キャップを血液口に装着することはできません。
注2) 血液口キャップは従来のキャップを装着しています。

対象製品

血液透析濾過器「マキシフラックス®」 MFX- eco タイプ 全品番

変更時期

19D08 以降のロット
納品日は品番別に異なります。

以上