

汎用超音波画像診断装置

ニプロIPエコー™ 新発売のご案内



特長

- PICC挿入用として開発した製品
- 画面と穿刺部位を同一視野に入れることが可能(短軸時)
- 小型軽量 重量約230g 長さ146.2mm 幅75mm 厚さ25mm
- ケーブルレス プロローブは本体と一体化
- 簡単操作 スイッチを入れてすぐに使用可能

仕様

認証番号:230AABZX00103000
特定保守管理医療機器 管理医療機器(クラスII)

商品コード	商品名	入数	参考価格	JANコード
22-020	ニプロIPエコー™	1台	950,000円	4987458220203

発売時期

2019年4月22日