

—RENERVE®

人工血管用サイザ

神経再生誘導材リナーブ®用サイザ 新発売のご案内



神経再生誘導材リナーブ®の使用時に適切なサイズを選択するための補助器具です。

特 長

- 湿潤時のリナーブ®に近い内径を再現しています。
- リナーブ®の実物に近い使用感となるよう、柔軟性の高いシリコンゴムから作製しています。
- 半透明なシリコンゴムから形成されているため、品種選択の際、神経の視認が容易です。



仕 様

■神経再生誘導材リナーブ®用サイザ 医療機器届出番号:27B1X00045000139 一般医療機器(クラスI)

商品コード	商品名	品番	入 数	JANコード
86-007	リナーブ®用サイザ	RNV-SZ01	1セット	4987458860072
86-008	リナーブ®用サイザ滅菌ケース	—	1個	4987458860089

発売時期

平成31年4月