


ウロキナーゼ使用排液用チューブ

## UKドレーンカテーテル 品番追加のご案内

12Frサイズを追加しました。



### 特 長

- ウロキナーゼを固定化しており、血栓等による閉塞を軽減します。
- 引っ張り強度の高いポリウレタンを使用し、内腔を広く確保できるため高い排液効率を得られます。
- 8Fr・10Fr・12Fr・15Frと細径サイズを豊富にラインナップしており、症例や体重に応じて適切なドレーンサイズを選択できます。

### 仕 様

医療機器承認番号：22100BZX00947000 医療機器クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）生物由来製品

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-567	UKドレーン UC-1211-DC	10個	4987458405679

### 発売時期

2019年7月8日