



輸液ポンプ用輸液セット

## ニプロ CP チャンバーセット 新規格販売開始のご案内 (セールタッチ混注管付タイプ、フィルタ無しロックタイプ)

STCPC-301FCZP2



CPC-301CZ-01



### 特長

- ニプロキャリアポンプ CP-330、ニプロキャリアポンプ CP-300 専用の輸液セットです。
- 金属針での接続が不要なセーフタッチ混注管付をご用意しました。(※ST 混注管)  
 汎用オスコネクタのシリンジ、輸液セットでの側注が可能です。(STCPC-301FCZP2)
- 脂肪乳剤などの投与が可能な孔径 0.2 μm のフィルタが無いタイプをご用意しました。  
 (CPC-301CZ-01) ※特定保険医療材料に適用はありません。

### 仕様

販売名:ニプロ CP チャンバーセット 医療機器認証番号:15600BZZ00457000 クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)

JANコード	商品コード	品番	規格	入数	特定保険医療材料
4987458557477	55-747	STCPC-301FCZP2	フィルタ、 ST 混注管 2 個、ロック 全長:約 280cm (ポンプ下長:約 180cm)	15 セット/箱	適用 ※
4987458557484	55-748	CPC-301CZ-01	フィルタ無し、ロック 全長:約 260cm (ポンプ下長:約 165cm)	15 セット/箱	適用なし

※特定保険医療材料 適用 : 在宅 002、調剤 005 在宅中心静脈栄養用輸液セット(1)本体 1,490 円

### 発売時期

2019年7月22日