



輸液ポンプ用輸液セット

## ニプロ CP チャンバーセット 新規格販売開始のご案内 (フィルタ無し、先端フード針タイプ)

CPC-301CZ-N



CPC-301CZ-IS



### 特長

- ニプロキャリアポンプ CP-330、ニプロキャリアポンプ CP-300 専用の輸液セットです。
- 脂肪乳剤などの投与が可能な孔径  $0.2\mu\text{m}$  のフィルタが無いタイプをご用意しました。  
 ※特定保険医療材料への適用はありません。
- ニプロ CP チャンバーセットの Y 字管への側注や、インジェクションプラグに接続可能です。  
 ※接続相手の Y 字管、インジェクションプラグへの接続形状にご注意下さい。

### 仕様

販売名:ニプロ CP チャンバーセット 医療機器認証番号:15600BZZ00457000 クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)

JANコード	商品コード*	品番	規格	入数	特定保険医療材料
4987458557491	55-749	CPC-301CZ-N	フィルタ無し 先端 フードコネクタ用フード針 接続対象:インジェクションプラグ IP-2* 全長:約 260cm (ポンプ下:約 165cm)	15 セット /箱	適用なし
4987458557507	55-750	CPC-301CZ-IS	フィルタ無し 先端 I-system®用フード針 接続対象:インジェクションプラグ IP-6 全長:約 260cm (ポンプ下:約 165cm)	15 セット /箱	適用なし

### 発売時期

2019年7月22日