

新発売



2019年7月
ニプロ株式会社

サーモダイリユーション用カテーテル

ビーブラウン社製 サーモダイリユーションカテーテル(PUR)

バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル

ビーブラウン社製 バイポーラペーシング用バルーンカテーテル

新発売のご案内

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社よりビーブラウン社製「サーモダイリユーションカテーテル(PUR)」「バイポーラペーシング用バルーンカテーテル」を販売する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

販売開始製品

商品コード	発注用コード	商品名
52-960	604322	BB.サーモダイリユーション 604322
52-961	604325	BB.サーモダイリユーション 604325

●販売名：サーモダイリユーションカテーテル（PUR） ●承認番号：16300BZY01103000 ●高度管理医療機器：クラスIV

商品コード	発注用コード	商品名
52-962	606006	BB.ペーシング 606006
52-963	606068	BB.ペーシング 606068

●販売名：バイポーラペーシング用バルーンカテーテル ●承認番号：16300BZY01104000 ●高度管理医療機器：クラスIV

製品仕様

商品名	規格
BB.サーモダイリユーション 604322	6Fr 110 cm ポリウレタン製 ケーブル長 55 cm
BB.サーモダイリユーション 604325	7Fr 110 cm ポリウレタン製 ケーブル長 55 cm

商品名	規格
BB.ペーシング 606006	5Fr 110 cm 先端 J 型
BB.ペーシング 606068	5Fr 110 cm 先端ストレート型