

新発売

中和用重曹送液タンクシステム TTS-D / TTS-M / TTS-MD 新発売のご案内



TTS-D

TTS-M
TTS-MD

特 長

- 重曹液を装置洗浄中に排液配管へ流すタンクシステムです。
- 可能な機能（溶解・攪拌機能、重曹液受液機能）により、3タイプご用意しております。

仕 様

商品コード	商品名	溶解・攪拌機能	重曹液受液機能	参考価格/千円
85-392	TTS-D	なし	あり	1,500
85-393	TTS-M	あり	なし	1,750
85-394	TTS-MD	あり	あり	2,000

注意点

- 本装置は中和装置ではありません。
- 透析排液のpH測定は施設様にて管理を行ってください。
- 下水排出基準は市町村によって異なります。各市町村の排水基準に合致するよう、重曹液の濃度・流量の調整を行ってください。

発売時期

2019年 10月1日