

「ニプロ輸液セット」PVCフリータイプ 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ輸液セット」PVCフリータイプの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しく願い申し上げます。

敬具


変更内容

- フリーロックコネクタをスライドロックコネクタへ変更します。
- PVCフリーを示す赤目印を追加します。

	変更前	変更後
仕様	 フリーロックコネクタ	 スライドロックコネクタ(赤目印追加)

—仕様—

(例 1: 03-560 NIA-201E00 Z)



対象品番及び変更ロット

製品名	JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
ニプロ輸液セット PVCフリータイプ	4987458035456	03-545	NIA-601E00 Z	19K-	未定
	4987458035463	03-546	NIA-601E00UZ	19K-	未定
	4987458035609	03-560	NIA-201E00 Z	19I14L2	11月中旬
	4987458035616	03-561	NIP-201E00	19H19L2	10月中旬