

新発売

2019 年 12 月



ニプロ株式会社

輸血・カテーテル用ストップコック

セーフタッチ® 三方活栓 ハンデッドタイプ



特 長

- 薬液注入時に滞留のない内部構造です
- エア抜き操作が不要で簡単にプライミングできます

仕 様

医療機器認証番号: 220AABZX00348000

クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

JAN コード	商品コード	品番	入り数
4987458171963	17-196	ST サンボウカツセン ST-NTR	25 個/箱
4987458171970	17-197	ST サンボウカツセン ST-2NTR	10 個/箱
4987458171987	17-198	ST サンボウカツセン ST-3NTR	10 個/箱

発売時期

2020 年 1 月 6 日