


短期的使用胃瘻栄養用チューブ

## GB胃瘻バルーンカテーテル(カテーテル型/ボタン型) (ISO 80369-3適合品)

### 新発売のご案内



カテーテル型



ボタン型

#### 特 長

- スムーズな挿入の先端テーパ加工チューブ。
- リンゴ状に膨らむ先端埋没型バルーンが胃壁の損傷を軽減します。

#### 仕 様

医療機器認証番号：220ADBZX00115000 医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

●カテーテル型 単品

商品コード	品番・規格	外径	バルーン容量	全長 (mm)	JAN コード
60-300	GBチューブ-12F-IS3	12Fr	3mL	255	4987458603006
60-301	GBチューブ-14F-IS3	14Fr	4mL		4987458603013
60-302	GBチューブ-16F-IS3	16Fr	5mL		4987458603020
60-303	GBチューブ-18F-IS3	18Fr	10mL		4987458603037
60-304	GBチューブ-20F-IS3	20Fr			4987458603044
60-305	GBチューブ-22F-IS3	22Fr			4987458603051
60-306	GBチューブ-24F-IS3	24Fr		4987458603068	

X線造影ライン入 エチレンオキサイドガス滅菌済み

1本/箱

## ●交換用キット

商品コード	品番・規格	外径	バルーン容量	全長 (mm)	JANコード
60-310	GBチューブ-12F-IS3 キット	12Fr	3mL	255	4987458603105
60-311	GBチューブ-14F-IS3 キット	14Fr	4mL		4987458603112
60-312	GBチューブ-16F-IS3 キット	16Fr	5mL		4987458603129
60-313	GBチューブ-18F-IS3 キット	18Fr	10mL		4987458603136
60-314	GBチューブ-20F-IS3 キット	20Fr			4987458603143
60-315	GBチューブ-22F-IS3 キット	22Fr			4987458603150
60-316	GBチューブ-24F-IS3 キット	24Fr			4987458603167

X線造影ライン入 エチレンオキシドガス滅菌済み

1本/箱

## ●ボタン型 単品

商品コード	品番・規格	外径	シャフト長 (mm)	バルーン容量	JANコード
60-408	GBボタン-14F12-IS3	14Fr	12	4mL	4987458604089
60-410	GBボタン-14F17-IS3		17		4987458604102
60-412	GBボタン-14F24-IS3		24		4987458604126
60-418	GBボタン-16F12-IS3	16Fr	12	5mL	4987458604188
60-420	GBボタン-16F17-IS3		17		4987458604201
60-422	GBボタン-16F24-IS3		24		4987458604225
60-428	GBボタン-18F12-IS3	18Fr	12	10mL	4987458604287
60-429	GBボタン-18F17-IS3		17		4987458604294
60-430	GBボタン-18F24-IS3		24		4987458604300
60-432	GBボタン-18F34-IS3		34		4987458604324
60-435	GBボタン-20F12-IS3	20Fr	12	10mL	4987458604355
60-436	GBボタン-20F17-IS3		17		4987458604362
60-438	GBボタン-20F24-IS3		24		4987458604386
60-440	GBボタン-20F34-IS3		34		4987458604409
60-442	GBボタン-20F44-IS3	24Fr	44	10mL	4987458604423
60-453	GBボタン-24F24-IS3		24		4987458604539
60-455	GBボタン-24F34-IS3		34		4987458604553
60-457	GBボタン-24F44-IS3		44		4987458604577

X線造影ライン入 エチレンオキシドガス滅菌済み

1本/箱

※ その他品番も取り揃えています。

## ●交換用キット

商品コード	品番・規格	外径	シャフト長 (mm)	バルーン容量	JANコード
60-470	GBボタン-14F12-IS3 キット	14Fr	12	4mL	4987458604706
60-471	GBボタン-14F17-IS3 キット		17		4987458604713
60-472	GBボタン-14F24-IS3 キット		24		4987458604720
60-473	GBボタン-16F12-IS3 キット	16Fr	12	5mL	4987458604737
60-474	GBボタン-16F17-IS3 キット		17		4987458604744
60-475	GBボタン-16F24-IS3 キット		24		4987458604751
60-476	GBボタン-18F12-IS3 キット	18Fr	12	10mL	4987458604768
60-477	GBボタン-18F17-IS3 キット		17		4987458604775
60-478	GBボタン-18F24-IS3 キット		24		4987458604782
60-479	GBボタン-18F34-IS3 キット		34		4987458604799
60-480	GBボタン-20F12-IS3 キット	20Fr	12	10mL	4987458604805
60-481	GBボタン-20F17-IS3 キット		17		4987458604812
60-482	GBボタン-20F24-IS3 キット		24		4987458604829
60-483	GBボタン-20F34-IS3 キット		34		4987458604836
60-484	GBボタン-20F44-IS3 キット	24Fr	44	10mL	4987458604843
60-485	GBボタン-24F24-IS3 キット		24		4987458604850
60-486	GBボタン-24F34-IS3 キット		34		4987458604867
60-487	GBボタン-24F44-IS3 キット		44		4987458604874

X線造影ライン入 エチレンオキシドガス滅菌済み

1本/箱

発売時期

2020年2月25日