

食道経由経腸栄養用チューブ

ニプロ栄養カテーテル (ISO 80369-3適合品)

新発売のご案内



特 長

- 小児から成人の患者さんまでカバーする幅広いラインナップです。
- 挿入長を確認できる、見やすいマーキング入りです。(5cm間隔)

仕 様

医療機器認証番号：221AABZX00062000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	品番・規格	外径 (Fr)	長さ (mm)	JANコード
60-800	EN-3.5F35-IS3	3.5	350	4987458608001
60-801	EN-04F40-IS3	4	400	4987458608018
60-802	EN-05F50-IS3	5	500	4987458608025
60-803	EN-06F60-IS3	6	600	4987458608032
60-804	EN-08F80-IS3	8	800	4987458608049
60-805	EN-10F80-IS3	10	800	4987458608056
60-806	EN-12F80-IS3	12	800	4987458608063
60-807	EN-14F80-IS3	14	800	4987458608070
60-808	EN-16F80-IS3	16	800	4987458608087
60-809	EN-08F120-IS3	8	1200	4987458608094
60-810	EN-10F120-IS3	10	1200	4987458608100
60-811	EN-12F120-IS3	12	1200	4987458608117
60-812	EN-14F120-IS3	14	1200	4987458608124
60-813	EN-16F120-IS3	16	1200	4987458608131

入数：20本/箱

発売時期

2020年2月25日