

「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」「インジェクションプラグ」 IP-2 シリーズ→IP-6 シリーズへの仕様変更の件(第二報)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」
「インジェクションプラグ」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- インジェクションプラグ(型番:IP-2)からインジェクションプラグ(型番:IP-6)へ仕様変更致します。
インジェクションプラグの変更に伴い、関連する輸液セット(ニプロフィルターセット、ニプロアイセッ
ト)も変更になります。

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



インジェクションプラグ(型番:IP-6)




●手技

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



カプラをネジ式に回し、接続します
外すときはカプラを左回しで回転させ外します

インジェクションプラグ(型番:IP-6)



青い点同士を合わせて真っすぐ接続します
奥まで押し込み、右回転しロックします
外すときは奥まで押し込み、左回転させ外します

●変更理由:

- ①インジェクションプラグ(型番:IP-2)の使用数量減少
- ②手技の操作性がインジェクションプラグ(型番:IP-6)の方が高いため
等の理由よりインジェクションプラグ(型番:IP-6)シリーズへ仕様統一を実施します。

●生産終了時期

2023 年 6 月生産を最後に、IP-2 シリーズの生産を終了致します。

後継品番の LOT・切り替わり時期につきましては、第三報にてご案内致します。

ニプロフィルターセット

商品コード	品番	JAN コード		商品コード	品番	JAN コード
29-127	フィルターセット FG-20BY 510	4987458291272	→	53-310	フィルターセット FI-02BYEL	4987458533105
29-192	フィルターセット FPE-20AP-N470-B	4987458291920	→	53-420	フィルターセット FIB-E02A3PRN	4987458534201
29-131	フィルターセットF FG-120AT-N-B	4987458291319	→	53-422	フィルターセット FIB-012AIN	4987458534225
29-200	フィルターセット FG-20ZY(2)P	4987458292002	→	53-326	フィルターセット FI-02ZYEL	4987458533266
29-203	フィルターセット FG-20BY P	4987458292033	→	53-310	フィルターセット FI-02BYEL	4987458533105
29-209	フィルターセット FG-20BY-N P	4987458292095	→	53-300	フィルターセット FI-02BYEN	4987458533006
29-242	フィルターセット FG-20BY-B	4987458292422	→	53-421	フィルターセット FIB-02BYEL	4987458534218
29-503	フィルターセット FG-20BYW-N	4987458295034	→	53-419	フィルターセット FI-02BYFN-2	4987458534195
29-555	フィルターセット FG-20BW-N22	4987458295553	→	53-423	フィルターセット FI-02BYGNP	4987458534232
29-567	フィルターセット FG-20BY-N34	4987458295676	→	53-304	フィルターセット FI-02BYGN	4987458533044
29-590	フィルターセット FG-20BY-N437	4987458295904	→	53-424	フィルターセット FI-02BYFNP	4987458534249

インジェクションプラグ

商品コード	品番	JAN コード		商品コード	品番	JAN コード
46-009	インジェクションプラグ IP-2*	4987458460098	→	46-185	インジェクションプラグ IP-6	4987458461859

ニプロアイセット

商品コード	品番	JAN コード		商品コード	品番	JAN コード
66-090	アイセット IT-30	4987458660900	→	54-001	アイセット IIS-IT30N	4987458540011
66-091	アイセット IT-30Y	4987458660917	→	54-013	アイセット IIS-IT30YN	4987458540134
66-092	アイセット ITS-30	4987458660924	→	54-002	アイセット IIS-ITS30N	4987458540028
66-095	アイセット IT-15-3P(R)	4987458660955	→	54-012	アイセット IIB-IT153PL	4987458540127
66-096	アイセット IT-15-3P	4987458660962	→	54-007	アイセット IIS-IT153PN	4987458540073
66-097	アイセット IT-PS	4987458660979	→	54-101	アイセット IIS-PSN	4987458541018
66-098	アイセット ITS-30Y	4987458660986	→	54-009	アイセット IIS-ITS30YN	4987458540097
66-131	アイセット ITS-30-B	4987458661310	→	54-004	アイセット IIB-ITS30N	4987458540042
66-135	アイセット IT-30-B	4987458661358	→	54-003	アイセット IIB-IT30N	4987458540035
66-136	アイセット IT-30Y-B	4987458661365	→	54-005	アイセット IIB-IT30YN	4987458540059
66-146	アイセット IT-30YX	4987458661464	→	54-013	アイセット IIS-IT30YN	4987458540134
66-246	アイセット I-PSYP-057	4987458662461	→	54-162	アイセット IIS-PS3PY2N	4987458541629
66-257	アイセット I-ZS-1(2)	4987458662577	→	54-120	アイセット IIS-ZSN	4987458541209

以上