

## 「ニプロ輸液セット」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ輸液セット」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白


### 変更内容

- びん針の仕様が、直結びん針タイプから上部チューブ付びん針タイプへと変わります。
- 03-762: 点滴筒下部チューブ長 150cm(全長約 160cm)から、160cm(全長約 185cm)に変更になります。
- 03-763: 点滴筒下部チューブ長 200cm(全長約 210cm)から、160cm(全長約 185cm)に変更になります。

直結びん針タイプ(300 シリーズ)



上部チューブ付びん針タイプ(200 シリーズ)



### 対象品番及び変更詳細

JAN コード	商品コード	品番	在庫消尽時期
4987458037627	03-762	ISP-301E 01 D150	2023年6月中旬
4987458037634	03-763	ISP-301E 01 D200	2023年11月中旬



JAN コード	商品コード	品番
4987458031120	03-112	ISP-201E00M160