

「ニプロフィルターセット」 一部品番 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。この度、「ニプロフィルターセット」一部品番の仕様を変更致しますので
ご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

●コネクタの仕様変更

現行品



変更品



コネクタ材質：
コネクタ PC (ポリカーボネート)
ロックカプラ PC (ポリカーボネート)

コネクタ材質：
コネクタ PP (ポリプロピレン)
ロックカプラ PC (ポリカーボネート)

- ・変更理由: 製品パーツを統一するため。
ロックカプラがスライド可能なスライドロック接続に変更しております。

対象品番・切替予測時期

「ニプロフィルターセット」

JAN コード	商品コード	品番	切替ロット	切替予測時期
4987458291722	29-172	FG-20ZYC-513-B	23F 以降	8 月下旬頃
4987458535017	53-501	STFGP-20ZRCG-B	23D19	6 月中旬頃
4987458535024	53-502	STFGP-20BRCG-B	23D28	6 月中旬頃
4987458535222	53-522	STFG-20BRCG-B	23D24	6 月下旬頃
4987458535253	53-525	STFGP-20ZPG-B	23D11	6 月中旬頃
4987458535260	53-526	STFGP-20BPG-B	23D20	6 月中旬頃
4987458535277	53-527	STFG-20ZPG-B	23D05	6 月中旬頃
4987458535284	53-528	STFG-20BPG-B	23E09	7 月中旬頃
4987458535291	53-529	STFGP-20ZPH-B	23D17	6 月中旬頃

JAN コード	商品コード	品番	切替ロット	切替予測時期
4987458535314	53-531	STFG-20ZPH-B	23E11	6 月中旬頃
4987458535321	53-532	STFG-20BPH-B	23F 以降	2024 年 1 月以降
4987458535376	53-537	STFGP-20ZTG-B	23F 以降	6 月下旬頃
4987458535383	53-538	STFGP-20BTG-B	23D12	6 月中旬頃
4987458536021	53-602	STFG-20BPG-02-B	23F 以降	9 月上旬頃
4987458536144	53-614	STFGP-20ZTRG-B	23D28	6 月中旬頃
4987458536236	53-623	STFGP-20BRCG-03-B	23E10	9 月上旬頃
4987458536250	53-625	STFG-20ZPE-01-B	23E23	10 月上旬頃
4987458536274	53-627	STFGP-20BPH-02-	23F 以降	2024 年 1 月以降
4987458536304	53-630	STFGP-20ZPH-02-B	23E12	6 月下旬頃
4987458536311	53-631	STFG-20BPI-03-B	23E10	9 月上旬頃
4987458536489	53-648	STFGP-20ZRCG-03-B	23D12	7 月上旬頃
4987458536540	53-654	STFGP-20ZPF-02-B	23E10	7 月上旬頃
4987458536595	53-659	STFGP-20ZRCG-05-B	23E23	7 月上旬頃
4987458536656	53-665	STFGP-20BPH-03-B	23D28	7 月上旬頃
4987458536687	53-668	STFG-20ZPG-03-B	23D04	6 月中旬頃
4987458536694	53-669	STFG-20BPG-03-B	23F 以降	11 月上旬頃
4987458536731	53-673	STFGP-20ZPI-02-B	23D28	6 月中旬頃
4987458536748	53-674	STFGP-20BPI-01-B	23F 以降	2024 年 1 月以降
4987458536755	53-675	STFGP-20ZPG-02-B	23E15	7 月中旬頃
4987458536816	53-681	STFG-20ZPG-04-B	23D25	6 月中旬頃
4987458536861	53-686	STFG-20BPG-04-B	23D25	6 月中旬頃
4987458536908	53-690	STFGP-20ZRCI-B	23F 以降	12 月上旬頃
4987458536915	53-691	STFGP-20ZRCI-01-B	23F 以降	7 月上旬頃
4987458536946	53-694	STFGP-20ZPI-04-B	23F 以降	8 月上旬頃
4987458536960	53-696	STFGP-20ZPH-03-B	23F 以降	7 月上旬頃
4987458536977	53-697	STFG-20BPH-04-B	23F 以降	9 月下旬頃
4987458537028	53-702	STFGP-20ZPG-03-B	23E23	6 月中旬頃
4987458537073	53-707	STFGP-20ZTRG-02-B	23F 以降	8 月上旬頃
4987458537080	53-708	STFGP-20BTRG-02-B	23E10	7 月上旬頃
4987458537127	53-712	STFG-20BPH-05-B	23E09	6 月下旬頃
4987458537172	53-717	STFGP-20BRCG-06-B	23F 以降	7 月上旬頃
4987458537226	53-722	STFGP-20ZPI-05-B	23D27	6 月中旬頃
4987458537233	53-723	STFGP-20ZPTI-B	23F 以降	8 月下旬頃

以上