

マキシフラックス®「MFX®-UW eco シリーズ」新発売、及び マキシフラックス®「MFX®-U eco シリーズ」販売終了のご案内

謹啓 時下益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-UW eco シリーズ」を新しく発売させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

また、本製品発売開始に伴い、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-U eco シリーズ」の販売を終了いたします。今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

謹白

仕 様

販売名： マキシフラックス®

医療機器承認番号： 22200BZX00931000











クラス分類： クラスⅢ（高度管理医療機器）



発売時期

2023年8月以降

【MFX[®]-U eco シリーズと MFX[®]-UW eco シリーズの対比表】

品番	MFX [®] -U ecoシリーズ	MFX [®] -UW ecoシリーズ
販売名称	マキシフラックス [®]	マキシフラックス [®]
製造販売承認番号	22200BZX00931000	22200BZX00931000
クラス分類	クラスⅢ(高度管理医療機器)	クラスⅢ(高度管理医療機器)
中空糸内径	200 μm	215 μm
製品外観		
製品ラベル		
アルミ包装		
外箱(輸送箱)	側面(短手面)  側面(長手面) 	側面(短手面)  側面(長手面) 

【商品コード・JANコード一覧表】

販売終了品 MFX [®] -U eco シリーズ					新発売品 MFX [®] -UW eco シリーズ				
商品コード	品番	膜面積	入数	JANコード	商品コード	品番	膜面積	入数	JANコード
65-744	MFX [®] -15U eco	1.5 m ²	24	4987458657443	63-906	MFX [®] -15UW eco	1.5 m ²	24	4987458639067
65-748	MFX [®] -19U eco	1.9 m ²		4987458657481	63-910	MFX [®] -19UW eco	1.9 m ²		4987458639104
65-750	MFX [®] -21U eco	2.1 m ²		4987458657504	63-912	MFX [®] -21UW eco	2.1 m ²		4987458639128
65-754	MFX [®] -25U eco	2.5 m ²		4987458657542	63-914	MFX [®] -25UW eco	2.5 m ²		4987458639142
65-806	MFX [®] -30U eco	3.0 m ²		4987458658068	63-916	MFX [®] -30UW eco	3.0 m ²		4987458639166