


透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 オスコネクタ固定ロック カプラ内部形状変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」に使用しているオスコネクタ固定ロック
カプラ内部形状を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

2 種類のオスコネクタ固定ロック カプラ内部の形状を変更いたします。
外側寸法と外観は変わりません。

オスコネクタ種類	現物写真（外観）	変更内容
オスコネクタ固定ロック 形状 1 のカプラ 主に廃液ポートへの接続 部に使用されます		カプラ内部の形状を変更いたします。 カプラを回すと最後にメスコネ クタに乗り上げる感覚になります。
オスコネクタ固定ロック 形状 2 のカプラ 主にシャント部や 採液（オンライン）ポート への接続に使用されま す。		カプラ内部の形状を変更いたします。 カプラを回すと最後にメスコネ クタに乗り上げる感覚になります。

※赤色のオスコネクタ固定ロック カプラも同様に変更します。

変更理由

メスコネクタと接続した時の脱落および緩みを防止するため。

変更開始ロット

- オスコネクタ固定ロック形状 1 のカプラ：23E11 ロット（2023 年 5 月製造分）
- オスコネクタ固定ロック形状 2 のカプラ：23E17 ロット（2023 年 5 月製造分）