

## 「ニプロフィルターセット」一部品番 品番切替のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロフィルターセット」の一部品番につきまして、新型コロナウイルスの影響による原材料の価格高騰のため、品番切替を致します。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の品番切替をご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

#### 1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
29-236	FG-20ZY ST-B	15セット/箱	4987458292361



- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### 2. 品番切替

商品コード	品番	包装単位	JANコード
53-525	STFGP-20ZPG-B	15セット/箱	4987458535253

- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### ※相違点

	該当品番	品番切替
商品コード	29-236	53-525
品番	FG-20ZY ST-B	STFGP-20ZPG-B
仕様	直結びん針 Y字管1個(フィルター下部)	点滴筒上部付きチューブ ST混注部2個(フィルター上下1個)
仕様図	 <p>Y字管の接続方法: 金属針を使用し接続</p>	 <p>ST混注部の接続方法: シリンジなどのルアーコネクタを使用する</p>

以上