

お客様 各位

2023年 7月



「UKドレーンカテーテル」 一部品番 排液チューブ部X線不透過ライン 変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度「UKドレーンカテーテル」の一部品種につきまして、下記の通り変更致しましたので、
ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対象品種

10Fr～19Frのドレーンカテーテル

変更内容

排液チューブ部のX線不透過ラインのバリウム濃度と配合量を変更し、
造影性を向上させました。

カテーテル断面



現行品
バリウム濃度30%



変更品
バリウム濃度40%
4倍量配合

※スリット部については変更していません。

次頁もご覧ください

変更時期

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更品出荷時期
40-512	UC-1011-DC	4987458405129	未定	2024年1月
40-513	UC-1011-DCN	4987458405136	未定	2023年12月下旬
40-514	UC-1511-DC	4987458405143	13307051	2023年12月下旬
40-515	UC-1511-DCN	4987458405150	13307052	2023年11月下旬
40-516	UC-1911-DC	4987458405167	未定	2023年12月下旬
40-517	UC-1911-DCN	4987458405174	未定	2023年12月下旬
40-520	UC-1911-DCS	4987458405204	未定	2024年2月
40-521	UC-1911-DCSN	4987458405211	未定	2024年2月
40-526	UC-1911-DCS2	4987458405266	未定	2024年夏頃
40-527	UC-1911-DCSN2	4987458405273	未定	2024年夏頃
40-561	UC-1011-DCNA	4987458405617	未定	2024年1月
40-563	UC-1011-DCNK	4987458405631	未定	2025年以降
40-567	UC-1211-DC	4987458405679	未定	2025年以降
40-568	UC-1011-DCNB	4987458405686	未定	2024年夏頃
40-569	UC-1511-DCNB	4987458405693	未定	2023年10月下旬
40-570	UC-1911-DCSNB	4987458405709	未定	2025年以降
40-573	UC-1211-DCNA	4987458405730	未定	2025年以降

変更品出荷時期につきましては、出荷状況により変動することがあります。

以上