

研究用試薬

馬尿酸測定試薬「ニプロ」/総馬尿酸測定試薬「ニプロ」 新発売のご案内

製品外観写真



特長

- トルエンとキシレンの尿中有機溶剤代謝物である馬尿酸及びメチル馬尿酸の測定にご使用いただけます
- 汎用の生化学自動分析装置で検査が可能
- 研究用試薬になります

仕 様

研究用試薬

商品コード	JANコード	品名	入数
14-510	4987458145100	ハニヨウサンシヤク ニプロ(20/9)	(第1試薬) 20mL×1本 (第2試薬) 9mL×1本
14-511	4987458145117	ソウハニヨウサンシヤク ニプロ(20/9)	(第1試薬) 20mL×1本 (第2試薬) 9mL×1本
14-512	4987458145124	ハニヨウサンヒヨウジユンエキ 10-1	10mL×1本
14-513	4987458145131	ハニヨウサンコントロール L 10-1	10mL×1本
14-514	4987458145148	ハニヨウサンコントロール H 10-1	10mL×1本

発売時期

2023年 7月 31日