


透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 オスコネクタ固定ロック カプラ内部形状変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」に使用しているオスコネクタ固定ロック
カプラ内部形状を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

オスコネクタ固定ロック カプラ内部の形状を変更いたします。
外側寸法と外観は変わりません。

現物写真（外観）	変更内容
	カプラ内部の形状を変更いたします。カプ ラを回すと最後にメスコネクタに乗り上げ る感覚になります。

※主にシャント部や採液（オンライン）ポートに接続する部分のコネクタとして使用されます。
例外もあります。

※赤色のオスコネクタ固定ロック カプラも同様に変更します。

変更理由

メスコネクタと接続した時の脱落および緩みを防止するため。

変更開始ロット

23G14P ロット（2023 年 7 月製造分）