

SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット

Vトラスト® SARS-CoV-2+Flu Ag

新発売のご案内

製品外観写真



特長

- イムノクロマト法により検体中の SARS-CoV-2 抗原、A 型及び B 型インフルエンザウイルス抗原を検出します。
- 抽出液滴下後、約15分で判定結果が得られます。
- 1テスト包装および20テスト包装を取り揃えております。
- 体外診断用医薬品となっております。

仕様

体外診断用医薬品
製造販売承認番号: 30500EZ00042000

商品コード	JANコード	品名	キット数
14-209	4987458142093	Vトラスト SARSCoV2+Flu(1)	1テスト
14-211	4987458142116	Vトラスト SARSCoV2+Flu(20)	20テスト

発売時期

2023年10月5日