

透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 結束バンド削減のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」に用いております結束バンドを下記のとおり削減いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。


謹白

変更理由

準備作業の効率化、廃棄物削減のため。

変更内容

メインチューブを束ねる結束バンドを 2 箇所から 1 箇所に削減します。

	変更前	変更後
動脈側		
静脈側		

※動脈側輸液（生食）ライン、薬液注入（抗凝固薬注入）ラインの結束バンドに変更はありません。

対象品番

商品コード	品名	商品コード	品名
93-002	VSV-7070-NP-1	93-005	VSV-7070-V2I-1
93-003	VSV-7070-NP-2	93-006	VSV-7070-V2I-2
93-004	VSV-7070-NP-3A		

変更開始ロット

23H25P（2023 年 8 月製造）以降