

2023年9月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「電極カテーテル」 仕様変更に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、早速ではありますが、弊社より販売しております「電極カテーテル」におきまして、コネクタ形状およびコネクタPIN形状を変更することとなりましたので、ご案内いたします。

また従来モデルと混在となりますが何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

対象製品

- ・販売名 電極カテーテル 全モデル
- 医療機器承認番号：21200BZY00329000
- 一般的名称：バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル

変更内容

- ・仕様変更 コネクタ形状とコネクタPIN カバー形状
- 別紙 仕様変更表 参照


変更時期

- ・切り替わり変更時期 11月ごろより順次


別紙 仕様変更表

●コネクタ形状とコネクタ-PIN カバー形状

【従来品】



【変更品】



コネクタ形状が太くなり、コネクタ-PIN カバー形状が変わります。

※コネクタ-PIN の太さ、ケーブルの太さに変更はありません。