

「セーフタッチ[®] 三方活栓」 プラグ付き 新発売のご案内



特長

- 三方活栓の内部構造を工夫し、デッドスペースを無くしました。
- 上流側にセーフタッチ[®]プラグPを接着することにより、誤って接続を外すリスクを無くしました。
- 輸液セットの接続を外しても閉鎖状態を保ちます。

仕様

商品コード	品番・規格	JANコード	入り数
17-219	ST サホ [®] カサ [®] ST-NTRS	4987458172199	25 個/箱

販売名 : セーフタッチ[®] 三方活栓
医療機器認証番号 : 220AABZX00348000
一般的名称 : 輸血・カテーテル用ストップコック
クラス分類 : クラスⅡ（管理医療機器）

発売日

2023年11月1日