

「ニプロ輸液セット」 一部品番にてびん針仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、ニプロ輸液セットの仕様を一部品番にて変更致しますのでご案内申し上げます。
 引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容



①製品仕様の変更

- びん針仕様を、エアフィルタ付き直結びん針から、上部チューブ付エアフィルタ付き直結びん針へ変更致します。
- ・仕様変更に伴い、商品コード、品番及び包材も変更致します。













変更理由:

薬液ボトルにびん針を複数刺したい時に直結だと刺しにくいとの理由より仕様変更を実施します。

- ・使用方法に変更はありません。

	変更前	変更後
びん針	エアフィルタ付き直結びん針タイプ (600 タイプ) 	上部チューブ付エアフィルタ付き直結びん針タイプ (700 タイプ) 

②包材の変更

規格	変更前			変更後		
ISA (PVC タイプ)						
NIA (PVC フリータイプ)						

変更例:代表写真

対象品番、変更時期

JANCD	CD	品番	JANCD	CD	品番	切替り予想時期
4987458035029	03-502	ISA-600A00 Z	4987458160110	16-011	ISA-700A00 Z	2024年2月
4987458035050	03-505	ISA-601E00M180 Z	4987458160134	16-013	ISA-701E00M180 Z	2023年11月中旬
4987458035067	03-506	ISA-631WR00 Z	4987458160141	16-014	ISA-731WR00 Z	2024年2月
4987458035111	03-511	ISA-600C00 Z	4987458160127	16-012	ISA-700C00 Z	2023年11月中旬
4987458035180	03-518	ISA-601E00Zトウキョウイダイ	4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2024年1月
4987458035234	03-523	ISA-601E00 Z	4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2024年1月
4987458035241	03-524	ISA-600E00 Z	4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2024年6月
4987458035272	03-527	ISA-610E00 D45 Z	4987458160158	16-015	ISA-710E00 D45 Z	2023年11月中旬
4987458035296	03-529	ISA-631E00M130D80Z	4987458160165	16-016	ISA-731E00M130D80Z	2024年1月
4987458035456	03-545	NIA-601E00 Z	4987458160196	16-019	NIA-701E00 Z	2024年2月
4987458035463	03-546	NIA-601E00UZ	4987458160196	16-019	NIA-701E00 Z	2023年11月中旬
4987458036118	03-611	ISA-610E00M100D100 Z	4987458160172	16-017	ISA-710E00M100D100 Z	2023年11月
4987458036569	03-656	ISP-601E 00 P	4987458160202	16-020	ISP-701E 00	2024年1月
4987458039027	03-902	トウブツヨウISA-601E01-2M	4987458160226	16-022	トウブツヨウ ISA-701E01-2M	2024年1月中旬
4987458160028	16-002	ISA-601E00T Z	4987458160189	16-018	ISA-701E00T Z	2024年1月中旬

下記の3品番は、切り替え後の品番を2パターンご準備しています。

【パターン①】

JANCD	CD	品番	JANCD	CD	品番	切り替わり予想時期
4987458035074	03-507	ISA-600APSV21 Z	4987458068027	06-802	ISA-V200CP22 Z	2025年2月
4987458035081	03-508	ISA-600APSV22 Z	4987458068027	06-802	ISA-V200CP22 Z	2024年2月下旬
4987458035098	03-509	ISA-600APSV23 Z	4987458068034	06-803	ISA-V200CP23 Z	2024年4月

【パターン②】

JANCD	CD	品番	JANCD	CD	品番	切替り予想時期
4987458035074	03-507	ISA-600APSV21 Z	4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2025年2月
4987458035081	03-508	ISA-600APSV22 Z	4987458044533	04-453	PSV 21Gx3/4ハート	通常流通品
4987458035098	03-509	ISA-600APSV23 Z	4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2024年2月下旬
			4987458044540	04-454	PSV 22Gx3/4ハート	通常流通品
			4987458160103	16-010	ISA-701E00 Z	2024年4月
			4987458044731	04-473	PSV 23Gx3/4ハート	通常流通品