

「ニプロ経腸栄養バッグ P」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ経腸栄養バッグ P」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程宜しくお願ひ申し上げます。

謹白

変更内容

- 耐久性向上のため、コネクタ材質を「ポリ塩化ビニル」から「ポリプロピレン」に変更いたします。
- 包材デザイン及びバーコードラベルのデザインを一部変更いたします。




(ポリ塩化ビニル)



(ポリプロピレン)

(包材デザイン)



(バーコード)



対象品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード	変更ロット
60-110	EFP-5STZL-IS3	50本/箱	4987458601101	23H31G5
60-111	EFP-10STZL-IS3	50本/箱	4987458601118	23H01G1
60-112	EFP-5STZ-IS3	50本/箱	4987458601125	23ロット以降
60-113	EFP-10STZ-IS3	50本/箱	4987458601132	23H31G6

流通時期

- 2023年11月より順次流通いたします。