

医療関係者 各位

「GAMMEX ラテックスフリー手術用手袋 NP」 仕様変更による一部品番出荷停止および代替製品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件について8月のご案内では、出荷再開時期を9月中旬としておりましたが、仕様変更の社内手続きに時間を要しておりさらなる遅延を起こしております。
お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
20-664	GAMMEX PI ORTHO 6.0	50双/箱	4987458206641
20-665	GAMMEX PI ORTHO 6.5	50双/箱	4987458206658
20-666	GAMMEX PI ORTHO 7.0	50双/箱	4987458206665
20-667	GAMMEX PI ORTHO 7.5	50双/箱	4987458206672
20-668	GAMMEX PI ORTHO 8.0	50双/箱	4987458206689
20-669	GAMMEX PI ORTHO 8.5	50双/箱	4987458206696

- ・医療機器認証番号 : 301AABZX00001000
 - ・一般的名称 : 非天然ゴム製手術用手袋
 - ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)
 - ・製造販売 : ニプロ株式会社
- 出荷再開は **2023年11月16日**を予定しております。

2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
20-629	GAMMEX PI 6.0	50双/箱	4987458206290
20-630	GAMMEX PI 6.5	50双/箱	4987458206306
20-631	GAMMEX PI 7.0	50双/箱	4987458206313
20-632	GAMMEX PI 7.5	50双/箱	4987458206320
20-633	GAMMEX PI 8.0	50双/箱	4987458206337
20-634	GAMMEX PI 8.5	50双/箱	4987458206344

3. 該当品番と代替品番の比較

	品種	主原料	色	指先厚み	形状	表面加工
該当品番	PI ORTHO	ポリイソプレン	薄緑	0.33mm	曲指	滑面
代替品番	PI	ポリイソプレン	白	0.23mm	曲指	滑面

4. 変更内容

変更前	変更後	変更内容
		<p>手袋カラーが薄緑から緑へ変更となります。</p> <p>二重で着用した際、ピンホール発生時の発色が強くなります。</p>

以上