

「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
一部品番につきまして、ご案内が遅くなり流通が開始しておりますことお詫び申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 耐久性向上のため、オスコネクタカプラの材質を「ポリカーボネート」から「ポリプロピレン」に変更いたします。



ポリカーボネート



ポリプロピレン

対象品番・変更時期

商品コード	JANコード	品番・規格	変更 Lot	変更品流通時期
60-130	4987458601309	EX チューブ ED1-50-IS3	23F098	2023年11月
60-131	4987458601316	EX チューブ ED1-70-IS3	23I198	2024年4月
60-132	4987458601323	EX チューブ ED1-100-IS3	23I217	2024年2月
60-133	4987458601330	EX チューブ ED-50-IS3	23F167	2024年2月
60-134	4987458601347	EX チューブ ED-100-IS3	未定	2024年6月
60-135	4987458601354	EX チューブ ED-PEG-IS3	23F287	2023年11月

医療機器届出番号：27B1X00045000044

医療機器クラス分類：クラス I（一般医療機器）

一般的名称：経腸栄養注入セット

以上