

「ニプロ栄養カテーテル」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「ニプロ経腸栄養カテーテル」につきまして、
仕様変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
一部品番につきまして、ご案内が遅くなり流通が開始しておりますことお詫び申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 耐久性向上のため、オスコネクタカプラの材質を「ポリカーボネート」から「ポリプロピレン」に変更いたします。



ポリカーボネート



ポリプロピレン

対象品番・変更時期

商品コード	JAN コード	品番・規格	変更 Lot	変更品流通時期
60-800	4987458608001	EN-3.5F35-IS3	23H19	2023 年 12 月
60-801	4987458608018	EN-04F40-IS3		2023 年 11 月
60-802	4987458608025	EN-05F50-IS3		2023 年 12 月
60-803	4987458608032	EN-06F60-IS3		2023 年 11 月

商品コード	JAN コード	品番・規格	変更 Lot	変更品流通時期
60-804	4987458608049	EN-08F80-IS3	23H19	2023 年 11 月
60-805	4987458608056	EN-10F80-IS3		2024 年 5 月
60-806	4987458608063	EN-12F80-IS3		2023 年 12 月
60-807	4987458608070	EN-14F80-IS3		2023 年 11 月
60-808	4987458608087	EN-16F80-IS3		2025 年 3 月
60-809	4987458608094	EN-08F120-IS3		2024 年 7 月
60-810	4987458608100	EN-10F120-IS3		2024 年 9 月
60-811	4987458608117	EN-12F120-IS3		2024 年 3 月
60-812	4987458608124	EN-14F120-IS3		2024 年 3 月
60-813	4987458608131	EN-16F120-IS3		2024 年 3 月

医療機器認証番号：221AABZX00062000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

一般の名称：食道経由経腸栄養用チューブ

以上