

「変換コネクタ EN」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「変換コネクタ EN」につきまして、
仕様変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

●耐久性向上のため、オスコネクタカプラの材質を「ポリカーボネート」から「ポリプロピレン」に変更いたします。



ポリカーボネート



ポリプロピレン

対象品番・変更時期

商品コード	JANコード	品番・規格	変更 Lot	変更品流通時期
60-902	4987458609022	EN ヘンカンコネクタ TYPEB フリー	23E169	2024年9月

医療機器届出番号：27B1X00045000150

医療機器クラス分類：クラス I（一般医療機器）

一般的名称：経腸栄養注入セット

以上