

## 「ニプロ輸液投与セット」一部品番販売終了および後継品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ輸液投与セット」の一部品番について販売を終了することになりましたので、後継品についてご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白


### 変更内容

- びん針の仕様が、直結びん針タイプから上部チューブ付びん針タイプへと変わります。
- 先端のタコ管・ゴム管がなくなり、スリップタイプの形状になります。
- 販売名称およびクラス分類が変更になります。

直結びん針タイプ(300シリーズ)



上部チューブ付びん針タイプ(200シリーズ)



### 対象品番及び変更詳細

JANコード	商品コード	品番	在庫消尽時期
4987458033131	03-313	ISA-300A00 Z	2024年1月上旬

- ・販売名 :ニプロ輸液投与セット
- ・医療機器届出番号 :27B1X00045000166
- ・一般的名称 :自然落下式針なし輸液セット
- ・クラス分類 :クラス I (一般医療機器)



JANコード	商品コード	品番
4987458035982	03-598	ISA-200 Z

- ・販売名 :ニプロ輸液セット
- ・医療機器認証番号 :219AABZX00039000
- ・一般的名称 :自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 :クラス II (管理医療機器)