

## 「ニプロ フィルタ付 EX チューブ」一部品番 品番切替のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロ フィルタ付EXチューブ」の一部品番につきまして、コロナ等の世界情勢による原材料の価格高騰のため、品番切替をいたします。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

下記のとおり品番切替をご案内いたします。 何卒よろしくご願ひ申し上げます。

謹白

### 記

#### 1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
29-205	FG-20AY	25本/箱	4987458292057



- ・販売名 : ニプロ フィルタ付 EX チューブ
- ・医療機器認証番号 : 228AABZX00080000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### 2. 品番切替

商品コード	品番	包装単位	JANコード
07-345	STFG-20APE	25本/箱	4987458073458

- ・販売名 : ニプロ フィルタ付 EX チューブ
- ・医療機器認証番号 : 228AABZX00080000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### ※相違点

	該当品番	品番切替
商品コード	29-205	07-345
品番	FG-20AY	STFG-20APE
仕様図	 Y字管の接続方法：金属針を使用し接続	 ST混注部の接続方法：シリンジなどのルアーコネクタを使用する

#### 3. 品番切替時期

2024年3月中旬見込み

以上