

2024年3月

医療関係者 各位

ニプロ株式会社

供給に関するお詫び

メンブレンフィルター法微生物検査用製品 『マイクロファンネルクロ』

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題製品につきまして、製造元にて部材の入手が遅延し、製造計画に大きな影響が生じていることから、弊社への納品の目処が立たない状況となりました。医療関係者の皆様におかれましては、ここに多大なご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。

このたびの件、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 該当品番：

商品コード	品番	包装単位	JANコード	欠品見込み
12-172	マイクロファンネル 100ML 40 50個	50個/箱	4987458121722	3月末

2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
12-177	マイクロファンネル SP 100ML 50個	50個/箱	4987458121777

3. 該当品番と代替品番の比較

	主原料	容量	色	膜孔径
該当品番	メトリセルブラック膜	100mL	黒色	0.45μm
代替品番	スーポア膜	100mL	白色	0.2μm

以上