


## 輸血セット

## ニプロ輸血セット ポンプチャンバ付き

## 新発売のご案内



## 特長

- 急速輸血時に使用できる、輸血セットです。
- ポンプチャンバを握り、開放することで急速輸血が可能になります。

## 仕様

医療機器認証番号: 226AABZX00107000

クラス分類: クラスⅡ(管理医療機器)

JANコード	商品コード	規格	入り数	仕様
4987458882357	88-235	TFA-201E00P2HZ	5本/箱×10箱	ポンプチャンバ付き

## 発売開始

2024年4月18日